

Spis zawartości apteczki zakładowej Z2

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Rozmiar	Przeznaczenie/zastosowanie	Ilość sztuk
1.	Rękawiczki	L /M	Środek ochrony osobistej. Ochrona przed zakażeniem.	50
2.	Ustnik do sztucznego oddychania	-	Środek ochrony osobistej. Ochrona przed zakażeniem.	1
3.	Nożyczki ratownicze	19 cm	Przecinanie odzieży lub środków opatrunkowych.	1
4.	Bandaż (opaska dziana)*	15 cm X 4 m	Podtrzymywanie opatrunków.	6
5.	Bandaż (opaska dziana)*	10 cm X 4 m	Podtrzymywanie opatrunków.	6
6.	Bandaż (opaska dziana)*	5cmx4m	Podtrzymywanie opatrunków.	5
7.	Plastry z opatrunkiem	6 cm X 1 m	Materiał opatrunkowy. Opatrywanie mniejszych ran i skaleczeń.	2
8.	Plaster w rolce	25mmx5m	Podtrzymywanie opatrunków.	2
9.	Chusta trójkątna	100 X 100 X 141 cm	Unieruchomienie kończyn.	2
10.	Gaza opatrunkowa jałowa 13-nitkowa*	½ m ²	Materiał opatrunkowy. Opatrywanie ran i skaleczeń.	4
11.	Gaza opatrunkowa jałowa 13-nitkowa*	1 m ²	Materiał opatrunkowy. Opatrywanie ran i skaleczeń.	4
12.	Gaza opatrunkowa jałowa 13-nitkowa*	1/4 m ²	Materiał opatrunkowy. Opatrywanie ran i skaleczeń.	4
13.	Opaska elastyczna	wąska	Unieruchamianie stawów	2
14.	Opaska elastyczna	szeroka	Unieruchamianie stawów	2
15.	Opatrunek indywidualny A*	Gaza 13,5 x 10 cm Bandaż 10 cm x 4 m	Materiał opatrunkowy. Opatrywanie ran i skaleczeń.	4
16.	Koc ratunkowy	210 X 160 cm	Ochrona przed wychłodzeniem lub przegrzaniem	2
17.	Środek dezynfekcyjny		Dezynfekcja nieuszkodzonej powierzchni skóry (dezynfekcja rąk)	1
18.	Opakowanie	Wysokość: 24 cm Szerokość: 36 cm Głębokość: 22 cm	Opakowanie mieszczące wszystkie elementy wyposażenia przeznaczone do przechowywania oraz transportowania.	1
19.	Spis zawartości/instrukcja udzielania pierwszej pomocy	210 X 148 cm	Informacja o składzie zestawu. Informacja na temat zasad udzielania pomocy.	1

* materiał sterylny. Nie używać w przypadku przekroczenia terminu ważności lub uszkodzenia opakowania.

Należy kontrolować datę przydatności do użycia poszczególnych elementów wyposażenia. Wymienić przed upływem daty ważności.

Wszystkich elementów wyposażenia należy używać zgodnie z instrukcją pierwszej pomocy zamieszczoną na odwrocie.

Należy systematycznie wymieniać uszkodzone elementy wyposażenia.



Data ważności

patrz data na poszczególnych artykułach

LOT

Numer